

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-IFN gamma



Numéro de catalogue: 65153-1-Ig

## Informations de base

Numéro de catalogue:

65153-1-Ig

Taille:

100ug,

Hôte:

Rat

Isotype:

Rat IgG1, kappa

Numéro d'acquisition GenBank:

BC119063

Identification du gène (NCBI):

15978

Nom complet:

interferon gamma

MW calculé

17 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité

CloneNo.:

XMG1.2

## Applications

Applications testées:

FC

Spécificité de l'espèce:

souris

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à une température comprise entre 2 °C et 8 °C.

Tampon de stockage:

Unkonwn

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

