

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-V5-tag

Numéro de catalogue: 66007-1-Ig **32 Publications**



Informations de base

Numéro de catalogue:

66007-1-Ig

Taille:

150ul , Concentration: 500 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG1

Numéro d'acquisition GenBank:

Identification du gène (NCBI):

Nom complet:

MW calculé

1 kDa

Méthode de purification:

Purification par protéine G

CloneNo.:

2B7A9

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

CoIP, IP, RIP, WB

Spécificité de l'espèce:

Protéine recombinante

Espèces citées:

Humain

Informations générales

The antibody is developed against a synthetic 14 aa peptide (GKPIPNLLGLDST), the V5 tag, which presents in many vectors.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jinbo Fan	32967926	Life Sci Alliance	WB
Xing Sun	30237395	Cell Death Dis	
Ke Zheng	31777585	J Cancer	

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

