

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Secretogranin III / SgIII



Numéro de catalogue: 66029-1-Ig

Informations de base

Numéro de catalogue:

66029-1-Ig

Taille:

150ul

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG1

Immunogen Catalog Number:

AG17973

Numéro d'acquisition GenBank:

BC014539

Identification du gène (NCBI):

29106

Nom complet:

secretogranin III

MW calculé

53 kDa

Méthode de purification:

Purification par protéine G

CloneNo.:

4G6A11

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Secretogranin III (SCG3), a member of the granin protein family, is expressed specifically in neuronal and endocrine cells. SCG3 was synthesized as a 61- or 63-kDa protein and processed to a 48-kDa form which, in turn, was partially cleaved to fragments of 28 and 20 kDa.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



human heart tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66029-1-Ig (Secretogranin III / SgIII antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.