

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-HSP70

Numéro de catalogue: 66183-1-Ig **19 Publications**



Informations de base

Numéro de catalogue: 66183-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC009322	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 3303	CloneNo.: 4E7E5
Hôte: Mouse	Nom complet: heat shock 70kDa protein 1A	Dilutions recommandées: WB 1:2000-1:40000 IHC 1:50-1:500 IF 1:20-1:200
Isotype: IgG1	MW calculé: 70 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG19111	MW observés: 65-70 kDa	

Applications

Applications testées:

FC, IF, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

CoIP, ELISA, IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, levure, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules entières de levure, cellules HEK-293, protéine protéine recombinante

IHC : tissu de cancer du sein humain,

IF : cellules HEK-293,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

HSPA1A , collectively known as HSP70 (also referred to HSP72), is a stress-inducible member of heat-shock protein 70 (HSP70) proteins which are highly conserved chaperons implicated in protein folding, protein refolding, protein transport, and protein targeting. Encoded by two closely linked, intronless and stress-inducible genes, HSPA1A and HSPA1B differ by only two amino acids and are believed to be fully interchangeable proteins. HSPA1A is a cytosol nuclear protein able to translocate between cytoplasm and nucleus. Generally, HSPA1A is thought to be expressed in unstressed normal cells at low or undetectable levels. Expression of HSPA1A protein can be highly activated by various stressful stimuli. Significant up-regulation of HSPA1A has been found in various tumors. Recently it has been reported that HSPA1A can be constitutively expressed in selected cell types. HSP70 is also used as exosomal marker. This antibody well recognized the endogenous HSP70 protein in multiple cell lines. (21373891)

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xuan Wang	36167857	Nat Commun	WB
Yunfei Chen	32966240	Aging (Albany NY)	WB
Liping Li	31492158	BMC Cancer	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




6³His tagged-recombinant HSP70 (291-641 aa) and HSC70 (346-646 aa) proteins were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66183-1-Ig (HSP70 antibody), 66442-1-Ig (HSC70 antibody), and 66005-1-Ig (His antibody), respectively, at dilution of 1:50000, incubated at room temperature for 1.5 hours.




HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66183-1-Ig (HSP70 Antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 66183-1-Ig (HSP70 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 66183-1-Ig (HSP70 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HEK-293 cells using 66183-1-Ig (HSP70 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).



1x10⁶ HeLa cells were intracellularly stained with 0.2 ug Anti-Human HSP70 (66183-1-Ig, Clone:4E7E5) and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L) at dilution 1:1000 (green), and 0.2 ug Mouse IgG1 Isotype Control (66360-1-Ig, Clone: T1F8D3F10) (black). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with 0.1% TritonX-100.