

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-DIAPH3

Numéro de catalogue: 66273-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:

66273-1-Ig

Numéro d'acquisition GenBank:

BC048963

Méthode de purification:

Purification par protéine G

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by

Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

81624

CloneNo.:

2F11G6

Hôte:

Mouse

Nom complet:

diaphanous homolog 3 (Drosophila)

Isotype:

IgG1

MW calculé

137 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG6631

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

