

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Il17a

Numéro de catalogue: 66312-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:

66312-1-Ig

Numéro d'acquisition GenBank:

NM-010552

Méthode de purification:

Purification par protéine A

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Identification du gène (NCBI):

16171

CloneNo.:

2F9D1

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG2b

Immunogen Catalog Number:

AG24087

Nom complet:

interleukin 17A

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Il17a is a pro-inflammatory cytokine as a member of the interleukin-17 family. It plays a central role in host defense against diverse pathogens. It is produced by activated T-cells and certain cell types of innate immune system. The active protein functions as either a homodimer with other interleukin-17 family members and signals through the interleukin-17 receptor to induce inflammatory cytokine production. Aberrant expression of this gene is associated with autoinflammatory diseases including rheumatoid arthritis, psoriasis and multiple sclerosis.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

