

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Peripherin



Numéro de catalogue: 66317-1-Ig

Informations de base

Numéro de catalogue: 66317-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC032703	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul, Concentration: 1600 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 5630	CloneNo.: 1H10B3
Hôte: Mouse	Nom complet: peripherin	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:6000 IHC 1:20-1:200
Isotype: IgG2b	MW calculé: 470 aa, 54 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG11116	MW observés: 50-54 kDa	

Applications

Applications testées:

FC, IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, porc, rat

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de rat, tissu de côlon de rat, tissu de côlon humain

IHC : tissu cérébral humain, tissu de côlon humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




1X10⁶ PC-12 cells were intracellularly stained with 0.4 ug Anti-Human Peripherin (66317-1-Ig, Clone:1H10B3) and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L) at dilution 1:1000 (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).




rat brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66317-1-Ig (Peripherin Antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 66317-1-Ig (Peripherin Antibody) at dilution of 1:1000 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain tissue slide using 66317-1-Ig (Peripherin antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain tissue slide using 66317-1-Ig (Peripherin antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



1X10⁶ SH-SY5Y cells were intracellularly stained with 0.4 ug Anti-Human Peripherin (66317-1-Ig, Clone:1H10B3) and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L) at dilution 1:1000 (red), or 0.4 ug Mouse IgG2b Isotype Control (MPC-11) (65128-1-Ig, Clone: MPC-11) (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).