

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-TLR4

Numéro de catalogue: 66350-1-Ig **88 Publications**



Informations de base

Numéro de catalogue: 66350-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC117422	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul, Concentration: 1700 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 7099	CloneNo.: 3G9A4
Hôte: Mouse	Nom complet: toll-like receptor 4	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:8000 IHC 1:50-1:500
Isotype: IgG2b	MW calculé: 839 aa, 96 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG13857	MW observés: 100-110 kDa	

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

CoIP, IF, IHC, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, porc, rat, souris

Espèces citées:

Humain, porc, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules RAW 264.7, cellules NIH/3T3, tissu hépatique de porc, tissu hépatique de rat

IHC : tissu d'amygdalite humain,

Informations générales

TLR4, also named as CD284, belongs to the Toll-like receptor family. TLR4 interacts with LY96 and CD14 to mediate the innate immune response to bacterial lipopolysaccharide (LPS). TLR4 acts via MYD88, TIRAP and TRAF6, leading to NF-κB activation, cytokine secretion and the inflammatory response. Three alternatively spliced transcript variants that encode different protein isoforms have been described.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yanhui Zhu	36183949	J Ethnopharmacol	WB,IF
Kai Le	32944799	Inflamm Res	WB
Enkhmurun Chibaatar	32910356	J Mol Neurosci	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



RAW 264.7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66350-1-Ig (TLR4 Antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 66350-1-Ig (TLR4 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 66350-1-Ig (TLR4 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).