

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-Mouse IgG3 isotype control



Numéro de catalogue: 66360-4-Ig

## Informations de base

Numéro de catalogue:

66360-4-Ig

Taille:

150ul , Concentration: 1000 µg/ml by  
Nanodrop;

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG3

Numéro d'acquisition GenBank:

Identification du gène (NCBI):

Nom complet:

Méthode de purification:

Purification par protéine A

CloneNo.:

1H4A5

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

## Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Megathura crenulata

Contrôles positifs:

WB ; ,

## Informations générales

This antibody is used as the isotype control of mouse IgG3. It can be used as the isotype control in Flow Cytometry, Immuno-Precipitation and other experiments. The immunogen of this antibody is Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66360-4-Ig (KLH antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.