

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-4-1BBL/TNFSF9



Numéro de catalogue: 66450-1-Ig

Phare

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

66450-1-Ig

Numéro d'acquisition GenBank:

BC104805

Méthode de purification:

Purification par protéine G

Taille:

150ul, Concentration: 1400 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

8744

CloneNo.:

1B4B1

Hôte:

Mouse

Nom complet:

tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 9

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

Isotype:

IgG1

MW calculé

254 aa, 27 kDa

MW observés:

27 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG12768

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules Raji, cellules Daudi, cellules K-562, cellules Ramos

Informations générales

TNFSF9, also named as 4-1BBL, belongs to the tumor necrosis factor family. It is a cytokine that binds to TNFRSF9. TNFSF9 induces the proliferation of activated peripheral blood T-cells. It may have a role in activation-induced cell death (AICD) and may play a role in cognate interactions between T-cells and B-cells/macrophages.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jiao Wu	34517345	Aging (Albany NY)	WB,IHC
Jiao Wu	34906856	Int Immunopharmacol	WB,IF
Wenting Tang	37013511	BMC Cancer	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquote n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Raji, Ramos, Daudi, and K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66450-1-Ig (TNFSF9 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.