

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-TDP-43

Numéro de catalogue: 66734-2-Ig



## Informations de base

Numéro de catalogue:

66734-2-Ig

Numéro d'acquisition GenBank:

BC001487

Méthode de purification:

Purification par protéine G

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

23435

CloneNo.:

3C5H2

Hôte:

Mouse

Nom complet:

TAR DNA binding protein

MW calculé

43 kDa

Isotype:

IgG1

Immunogen Catalog Number:

AG1231

## Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

