

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-COPE

Numéro de catalogue: 66994-1-Ig



## Informations de base

<b>Numéro de catalogue:</b> 66994-1-Ig	<b>Numéro d'acquisition GenBank:</b> BC017285	<b>Méthode de purification:</b> Purification par protéine G
<b>Taille:</b> 150ul, Concentration: 2500 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	<b>Identification du gène (NCBI):</b> 11316	<b>CloneNo.:</b> 2B8E8
<b>Hôte:</b> Mouse	<b>Nom complet:</b> coatomer protein complex, subunit epsilon	<b>Dilutions recommandées:</b> WB 1:5000-1:50000 IF 1:50-1:500
<b>Isotype:</b> IgG1	<b>MW calculé:</b> 34 kDa	
<b>Immunogen Catalog Number:</b> AG28602	<b>MW observés:</b> 32 kDa	

## Applications

**Applications testées:**  
IF, WB, ELISA

**Spécificité de l'espèce:**  
Humain

### Contrôles positifs:

**WB :** cellules HeLa, cellules HEK-293, cellules HepG2, cellules LNCaP, cellules MCF-7

**IF :** cellules HEK-293,

## Informations générales

### Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

**Tampon de stockage:**  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 66994-1-Ig (COPE antibody) at dilution of 1:20000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HEK-293 cells using 66994-1-Ig (COPE antibody) at dilution of 1:100 and CoraLite488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).