

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-INTS3

Numéro de catalogue: 67060-1-Ig **Phare**



## Informations de base

<b>Numéro de catalogue:</b> 67060-1-Ig	<b>Numéro d'acquisition GenBank:</b> BC025254	<b>Méthode de purification:</b> Purification par protéine A
<b>Taille:</b> 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 500 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	<b>Identification du gène (NCBI):</b> 65123	<b>CloneNo.:</b> 2G11B7
<b>Hôte:</b> Mouse	<b>Nom complet:</b> integrator complex subunit 3	<b>Dilutions recommandées:</b> WB 1:2000-1:10000
<b>Isotype:</b> IgG2b	<b>MW calculé:</b> 118 kDa	
<b>Immunogen Catalog Number:</b> AG9917	<b>MW observés:</b> 118 kDa	

## Applications

**Applications testées:**  
WB, ELISA

**Spécificité de l'espèce:**  
Humain, rat, souris

### Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules 4T1, cellules HeLa, cellules HepG2, cellules HSC-T6, cellules Jurkat, cellules MCF-7, cellules NIH/3T3, cellules PC-12

## Informations générales

### Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

**Tampon de stockage:**  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67060-1-Ig (INTS3 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated Lamin B1 Monoclonal antibody (HRP-66095) as loading control.



WB result of INTS3 antibody (67060-1-Ig; 1:4000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-INTS3 transfected HEK-293 cells.