

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-TRIB2

Numéro de catalogue: 67171-1-Ig **1 Publications**



Informations de base

Numéro de catalogue: 67171-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC002637	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 1700 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 28951	CloneNo.: 1A10A6
Hôte: Mouse	Nom complet: tribbles homolog 2 (Drosophila)	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:6000
Isotype: IgG1	MW calculé 39 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG7501	MW observés: 35-40 kDa	

Applications

Applications testées: WB,ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules A549, cellules RAW 264.7, cellules U-937
Demandes citées: CoIP	
Spécificité de l'espèce: Humain, souris	
Espèces citées: Humain	

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Sam A Jamieson	36108635	Structure	CoIP

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA) E: proteintech@ptglab.com W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



A549 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67171-1-Ig (TRIB2 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.