

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-RAP1B

Numéro de catalogue: 67174-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 67174-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC000176	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul, Concentration: 1900 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 5908	CloneNo.: 2E7G11
Hôte: Mouse	Nom complet: RAP1B, member of RAS oncogene family	Dilutions recommandées: WB 1:2000-1:8000 IF 1:200-1:800
Isotype: IgG1	MW calculé: 21 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG29212	MW observés: 21 kDa	

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules 4T1, cellules HEK-293, cellules HepG2, cellules HSC-T6, cellules Jurkat, cellules NIH/3T3

IF : cellules HeLa,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67174-1-Ig (RAP1B antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human oesophagus cancer tissue slide using 67174-1-Ig (RAP1B antibody) at dilution of 1:1 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human oesophagus cancer tissue slide using 67174-1-Ig (RAP1B antibody) at dilution of 1:1 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HeLa cells using RAP1B antibody (67174-1-Ig, Clone: 2E7G11) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).