

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-IRAK4

Numéro de catalogue: 67180-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 67180-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC013316	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul , Concentration: 2100 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 51135	CloneNo.: 1A4C4
Hôte: Mouse	Nom complet: interleukin-1 receptor-associated kinase 4	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:3000
Isotype: IgG2a	MW calculé: 52 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG29174	MW observés: 52 kDa	

Applications

Applications testées: WB,ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules HeLa, cellules Jurkat, cellules K-562, cellules THP-1
Spécificité de l'espèce: Humain	

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67180-1-Ig (IRAK4 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.