

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-MMP14

Numéro de catalogue: 67225-1-Ig



## Informations de base

Numéro de catalogue:

67225-1-Ig

Taille:

150ul

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG1

Immunogen Catalog Number:

AG6062

Numéro d'acquisition GenBank:

BC064803

Identification du gène (NCBI):

4323

Nom complet:

matrix metalloproteinase 14  
(membrane-inserted)

MW calculé

66 kDa

Méthode de purification:

Purification par protéine A

CloneNo.:

2F11A11

## Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

