

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-ARF5

Numéro de catalogue: 67279-1-Ig



## Informations de base

<b>Numéro de catalogue:</b> 67279-1-Ig	<b>Numéro d'acquisition GenBank:</b> BC003043	<b>Méthode de purification:</b> Purification par protéine G
<b>Taille:</b> 150ul , Concentration: 2000 µg/ml by 381 Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	<b>Identification du gène (NCBI):</b> 381	<b>CloneNo.:</b> 2B3B1
<b>Hôte:</b> Mouse	<b>Nom complet:</b> ADP-ribosylation factor 5	<b>Dilutions recommandées:</b> WB 1:2000-1:10000
<b>Isotype:</b> IgG1	<b>MW calculé</b> 21 kDa	
<b>Immunogen Catalog Number:</b> AG7849	<b>MW observés:</b> 18-20 kDa	

## Applications

**Applications testées:**  
WB, ELISA

**Spécificité de l'espèce:**  
Humain, porc, rat, souris

### Contrôles positifs:

WB : cellules A549, cellules HeLa, cellules HepG2,  
cellules Jurkat, tissu cérébral de porc, tissu cérébral de  
rat, tissu cérébral de souris

## Informations générales

### Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

**Tampon de stockage:**  
PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

**This product is exclusively available under Proteintech  
Group brand and is not available to purchase from any  
other manufacturer.**

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67279-1-Ig (ARF5 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.