

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-BRCA2

Numéro de catalogue: 67285-1-Ig 1 Publications



Informations de base

Numéro de catalogue:	67285-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank:	NM_000059	Méthode de purification:	Purification par protéine G
Taille:	150ul , Concentration: 553 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI):	675	CloneNo.:	3G1C7
Hôte:	Mouse	Nom complet:	breast cancer 2, early onset		
Isotype:	IgG1	MW calculé	384 kDa		

Applications

Applications testées:
ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Ishraq Alim	35616648	Genet Med	

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

