

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-ARL2BP

Numéro de catalogue: 67316-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 67316-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC003087	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 1600 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 23568	CloneNo.: 1G5C2
Hôte: Mouse	Nom complet: ADP-ribosylation factor-like 2 binding protein	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:6000
Isotype: IgG1	MW calculé 19 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG29261	MW observés: 21 kDa	

Applications

Applications testées:
WB, ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules A549, cellules HEK-293, cellules HeLa,
cellules HepG2, cellules Jurkat

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67316-1-Ig (ARL2BP antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67316-1-Ig (ARL2BP antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.