

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-ARL4C

Numéro de catalogue: 67356-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:

67356-1-Ig

Taille:

150ul

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG1

Immunogen Catalog Number:

AG29496

Numéro d'acquisition GenBank:

BC001051

Identification du gène (NCBI):

10123

Nom complet:

ADP-ribosylation factor-like 4C

MW calculé

21 kDa

Méthode de purification:

Purification par protéine G

CloneNo.:

1B8B5

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

