

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-HNRNPH1



Numéro de catalogue: 67375-1-Ig **1 Publications**

## Informations de base

Numéro de catalogue: 67375-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC001348	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 1600 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 3187	CloneNo.: 1A6C2
Hôte: Mouse	Nom complet: heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H1 (H)	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000 IHC 1:500-1:2000 IF 1:50-1:500
Isotype: IgG1	MW calculé 49 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG6603	MW observés: 49-50 kDa	

## Applications

### Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

### Demandes citées:

WB

### Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

### Espèces citées:

Humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

### Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules 4T1, cellules HEK-293, cellules HSC-T6, cellules LNCaP, cellules MCF-7, cellules U2OS

IHC : tissu de cancer du sein humain,

IF : cellules HepG2,

## Informations générales

The heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) complexes which provide the substrate for the processing events that pre-mRNAs undergo before becoming functional, translatable mRNAs in the cytoplasm. HNRNPH1 is one component of hnRNP complex and mediates pre-mRNA alternative splicing regulation [PMID:11003644]. Together with CUGBP1, it inhibits IR pre-mRNA exon 11 inclusion in myoblast [PMID: 16946708].

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Tamara Vital	36793594	Front Oncol	WB

## Stockage

### Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

### Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67375-1-Ig (HNRNP1 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 67375-1-Ig (HNRNP1 antibody) at dilution of 1:1000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using 67375-1-Ig (HNRNP1 antibody), at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).