

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-PEX1

Numéro de catalogue: 67436-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 67436-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC035575	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul, Concentration: 2000 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 5189	CloneNo.: 2F3H5
Hôte: Mouse	Nom complet: peroxisomal biogenesis factor 1	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000
Isotype: IgG2b	MW calculé 1283 aa, 143 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG4623	MW observés: 143 kDa	

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules MCF-7, cellules HepG2, cellules HSC-T6,
cellules Jurkat, cellules LO2, cellules NIH/3T3, cellules
THP-1

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67436-1-Ig (PEX1 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.