

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-MESDC2

Numéro de catalogue: 67441-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 67441-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC009210	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul, Concentration: 1800 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 23184	CloneNo.: 1A2E7
Hôte: Mouse	Nom complet: mesoderm development candidate 2	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:4000 IHC 1:1000-1:4000 IF 1:200-1:800
Isotype: IgG2a	MW calculé 26 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG1403	MW observés: 26 kDa	

Applications

Applications testées: IF, IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs:
Spécificité de l'espèce: Humain	WB : cellules JAR, cellules A549, cellules HeLa, cellules Jurkat, tissu placentaire humain
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	IHC : tissu placentaire humain, IF : cellules HEK-293,

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67441-1-Ig (MESDC2 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta tissue slide using 67441-1-Ig (MESDC2 antibody) at dilution of 1:2000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta tissue slide using 67441-1-Ig (MESDC2 antibody) at dilution of 1:2000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HEK-293 cells using MESDC2 antibody (67441-1-Ig, Clone: 1A2E7) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).