

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-WNT3

Numéro de catalogue: 67452-1-Ig **2 Publications**



Informations de base

Numéro de catalogue: 67452-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC114219	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 7473	CloneNo.: 2B4D11
Hôte: Mouse	Nom complet: wingless-type MMTV integration site family, member 3	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:4000
Isotype: IgG2b	MW calculé 355 aa, 40 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG27957		

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : tissu cérébral de porc, tissu cérébral de rat, tissu cérébral de souris
Demandes citées: IHC, WB	
Spécificité de l'espèce: Humain, porc, rat, souris	
Espèces citées: Humain	

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yunhe An	32536825	Cancer Cell Int	WB
Meng-Xuan Gui	33420580	Chin J Integr Med	IHC, WB

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA) E: proteintech@ptglab.com W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67452-1-Ig (WNT3 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.