

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-FES

Numéro de catalogue: 67524-1-Ig



## Informations de base

<b>Numéro de catalogue:</b> 67524-1-Ig	<b>Numéro d'acquisition GenBank:</b> BC035357	<b>Méthode de purification:</b> Purification par protéine A
<b>Taille:</b> 150ul, Concentration: 1600 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	<b>Identification du gène (NCBI):</b> 2242	<b>CloneNo.:</b> 1E1B11
<b>Hôte:</b> Mouse	<b>Nom complet:</b> feline sarcoma oncogene	<b>Dilutions recommandées:</b> WB 1:2000-1:10000 IF 1:150-1:600
<b>Isotype:</b> IgG2b	<b>MW calculé</b> 822 aa, 94 kDa	
<b>Immunogen Catalog Number:</b> AG28108	<b>MW observés:</b> 93 kDa, 79 kDa, 87 kDa, 85 kDa	

## Applications

<b>Applications testées:</b> IF, WB, ELISA	<b>Contrôles positifs:</b>
<b>Spécificité de l'espèce:</b> Humain	<b>WB :</b> cellules THP-1, cellules HL-60, cellules TF-1, cellules U-937 <b>IF :</b> cellules A549,

## Informations générales

### Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20 °C.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67524-1-Ig (FES antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed A549 cells using 67524-1-Ig (FES antibody), at dilution of 1:300 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).