

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-RALYL

Numéro de catalogue: 67534-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:

67534-1-Ig

Numéro d'acquisition GenBank:

BC031090

Méthode de purification:

Purification par protéine A

Taille:

150ul, Concentration: 1100 µg/ml by Nanodrop and 500 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

138046

CloneNo.:

1F3F4

Hôte:

Mouse

Nom complet:

RALY RNA binding protein-like

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Isotype:

IgG1

MW calculé

291 aa, 32 kDa

IF 1:50-1:500

Immunogen Catalog Number:

AG11676

MW observés:

35-40 kDa

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, porc, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HEK-293, cellules HepG2, cellules Raji, tissu cérébral de porc, tissu cérébral de rat, tissu cérébral de souris

IF : cellules HepG2,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67534-1-Ig (RALYL antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using 67534-1-Ig (RALYL antibody), at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).