

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-MRE11A

Numéro de catalogue: 67570-1-Ig



## Informations de base

<b>Numéro de catalogue:</b> 67570-1-Ig	<b>Numéro d'acquisition GenBank:</b> BC063458	<b>Méthode de purification:</b> Purification par protéine G
<b>Taille:</b> 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	<b>Identification du gène (NCBI):</b> 4361	<b>CloneNo.:</b> 1B12B2
<b>Hôte:</b> Mouse	<b>Nom complet:</b> MRE11 meiotic recombination 11 homolog A ( <i>S. cerevisiae</i> )	<b>Dilutions recommandées:</b> WB 1:3000-1:50000
<b>Isotype:</b> IgG1	<b>MW observés:</b> 81 kDa	
<b>Immunogen Catalog Number:</b> AG28847		

## Applications

<b>Applications testées:</b> WB, ELISA	<b>Contrôles positifs:</b>
<b>Spécificité de l'espèce:</b> Humain, rat, souris	WB : cellules HeLa, cellules 4T1, cellules HEK-293, cellules HSC-T6, cellules Jurkat, cellules K-562, cellules NIH/3T3, cellules PC-12

## Informations générales

### Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20 °C.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67570-1-Ig (MRE11A antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.