

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-RAB18

Numéro de catalogue: 67659-1-Ig



Informations de base

| | | |
|--|---|---|
| Numéro de catalogue: 67659-1-Ig | Numéro d'acquisition GenBank: BC015014 | Méthode de purification: Purification par protéine A |
| Taille: 150ul, Concentration: 1900 µg/ml by Nanodrop and 1000 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard; | Identification du gène (NCBI): 22931 | CloneNo.: 2E4B3 |
| Hôte: Mouse | Nom complet: RAB18, member RAS oncogene family | Dilutions recommandées: WB 1:2000-1:10000 IHC 1:175-1:700 |
| Isotype: IgG1 | MW calculé 206 aa, 23 kDa | |
| Immunogen Catalog Number: AG16669 | | |

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, porc, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HepG2, cellules Jurkat, tissu cérébral de porc, tissu cérébral de rat, tissu cérébral de souris, tissu testiculaire humain

IHC : tissu cérébral de souris,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67659-1-Ig (RAB18 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 67659-1-Ig (RAB18 antibody) at dilution of 1:350 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 67659-1-Ig (RAB18 antibody) at dilution of 1:350 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).