

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-LAMC1

Numéro de catalogue: 67706-1-Ig **1 Publications**



Informations de base

Numéro de catalogue: 67706-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC015586	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 500 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 3915	CloneNo.: 1G2G4
Hôte: Mouse	Nom complet: laminin, gamma 1 (formerly LAMB2)	Dilutions recommandées: WB 1:2000-1:10000 IF 1:400-1:1600
Isotype: IgG1	MW calculé 178 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG14674	MW observés: 200-220 kDa	

Applications

Applications testées: IF, WB, ELISA	Contrôles positifs:
Demandes citées: WB	WB : cellules HeLa, cellules HepG2, cellules JAR, cellules LNCaP, tissu placentaire humain, tissu rectal de porc, tissu rectal de rat
Spécificité de l'espèce: Humain, porc, rat	IF : cellules HeLa,
Espèces citées: rat	

Informations générales

Publications notables

Auteur	Pubmed ID	Journal	Application
Dan Liu	34425157	Neuroscience	WB

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azotate de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67706-1-Ig (LAMC1 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using LAMC1 antibody (67706-1-Ig, Clone: 1G2G4) at dilution of 1:800 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).