

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-DHX58

Numéro de catalogue: 67718-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:

67718-1-Ig

Taille:

150ul, Concentration: 966 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Mouse

Isotype:

IgG1

Immunogen Catalog Number:

AG30382

Numéro d'acquisition GenBank:

BC014949

Identification du gène (NCBI):

79132

Nom complet:

DEXH (Asp-Glu-X-His) box polypeptide 58

MW calculé

678 aa, 77 kDa

Méthode de purification:

Purification par protéine G

CloneNo.:

2H1A1

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

DHX58 (Probable ATP-dependent RNA helicase DHX58) is also named as D11LGP2E, LGP2 and belongs to the RLR subfamily. DHX58, originally identified as a highly expressed gene in mammary tumors, is another cytoplasmic DEX(D/H)-box helicase that can recognize RNA (PMID: 18411269). It acts as a positive, but not negative, regulator of RIG-I- and MDA5-dependent recognition of RNA virus infection and plays a pivotal role in antiviral responses in vivo (PMID: 20080593).

Stockage

Stockage:

Stocker à -20 °C

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

