

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-GIMAP2

Numéro de catalogue: 67720-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 67720-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC032345	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 1500 µg/ml by Nanodrop and 749 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 26157	CloneNo.: 1F2A2
Hôte: Mouse	Nom complet: GTPase, IMAF family member 2	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:4000
Isotype: IgG1	MW calculé 337 aa, 38 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG4368	MW observés: 33-38 kDa	

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules MOLT-4, cellules Jurkat
Spécificité de l'espèce: Humain	

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



MOLT-4 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67720-1-Ig (GIMAP2 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.