

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-PSIP1

Numéro de catalogue: 67723-1-Ig



## Informations de base

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| Numéro de catalogue:<br>67723-1-Ig   | Numéro d'acquisition GenBank:<br>NM_021144          | Méthode de purification:<br>Purification par protéine G |
| Taille:<br>150ul                     | Identification du gène (NCBI):<br>11168             | CloneNo.:<br>1E9E7                                      |
| Hôte:<br>Mouse                       | Nom complet:<br>PC4 and SFRS1 interacting protein 1 |   |
| Isotype:<br>IgG1                     | MW calculé<br>60 kDa                                |   |
| Immunogen Catalog Number:<br>AG30562 |   |   |

## Applications

Applications testées:  
ELISA  
Spécificité de l'espèce:  
Humain, souris

## Informations générales

### Stockage

Stockage:  
Stocker à -20 °C.  
Tampon de stockage:  
PBS avec azoture de sodium à 0,1 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

