

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-CCDC45

Numéro de catalogue: 67755-1-Ig



## Informations de base

<b>Numéro de catalogue:</b> 67755-1-Ig	<b>Numéro d'acquisition GenBank:</b> BC009518	<b>Méthode de purification:</b> Purification par protéine G
<b>Taille:</b> 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 528 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	<b>Identification du gène (NCBI):</b> 90799	<b>CloneNo.:</b> 1A12A7
<b>Hôte:</b> Mouse	<b>Nom complet:</b> coiled-coil domain containing 45	<b>Dilutions recommandées:</b> WB 1:500-1:2000 IF 1:200-1:800
<b>Isotype:</b> IgG1	<b>MW calculé</b> 821 aa, 95 kDa	
<b>Immunogen Catalog Number:</b> AG27836	<b>MW observés:</b> 95-100 kDa	

## Applications

<b>Applications testées:</b> IF, WB, ELISA	<b>Contrôles positifs:</b>
<b>Spécificité de l'espèce:</b> Humain	<b>WB :</b> cellules MOLT-4, cellules HL-60, cellules Jurkat, cellules K-562 <b>IF :</b> cellules U2OS,

## Informations générales

### Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67755-1-Ig (CCDC45 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed U2OS cells using CCDC45 antibody (67755-1-Ig, Clone: 1A12A7) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).