

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-FGFR4

Numéro de catalogue: 67800-1-Ig



Informations de base

| | | |
|--|---|---|
| Numéro de catalogue: 67800-1-Ig | Numéro d'acquisition GenBank: BC011847 | Méthode de purification: Purification par protéine G |
| Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 662 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard; | Identification du gène (NCBI): 2264 | CloneNo.: 1A2B5 |
| Hôte: Mouse | Nom complet: fibroblast growth factor receptor 4 | Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:6000 |
| Isotype: IgG1 | MW calculé 88 kDa | |
| Immunogen Catalog Number: AG17041 | MW observés: 100-110 kDa | |

Applications

Applications testées:
WB, ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain

Contrôles positifs:
WB : cellules Raji, cellules Jurkat, cellules MOLT-4

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67800-1-Ig (FGFR4 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.