

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-INADL

Numéro de catalogue: 67833-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:

67833-1-Ig

Numéro d'acquisition GenBank:

BC142661

Méthode de purification:

Purification par protéine G

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by

Identification du gène (NCBI):

10207

CloneNo.:

3C6A4

Nanodrop;

Nom complet:

InaD-like (Drosophila)

Dilutions recommandées:

WB 1:2000-1:10000

Hôte:

Mouse

MW calculé

1801 aa, 196 kDa

Isotype:

IgG1

MW observés:

196 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG15953

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : cellules LNCaP, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules Jurkat, cellules K-562, cellules PC-12

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67833-1-Ig (INADL antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.