

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-PGA5

Numéro de catalogue: 67848-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 67848-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC029055	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 2287 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 5222	CloneNo.: 1C5E12
Hôte: Mouse	Nom complet: pepsinogen 5, group I (pepsinogen A)	
Isotype: IgG1	MW calculé 388 aa, 42 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG11657		

Applications

Applications testées:
IHC, ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20 °C
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach cancer tissue slide using 67848-1-Ig (PGA5 antibody) at dilution of 1:700 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach cancer tissue slide using 67848-1-Ig (PGA5 antibody) at dilution of 1:700 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).