

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-TNIK

Numéro de catalogue: 67948-1-Ig



## Informations de base

Numéro de catalogue: 67948-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC055427	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 23043	CloneNo.: 1E9H3
Hôte: Mouse	Nom complet: TRAF2 and NCK interacting kinase	Dilutions recommandées: WB 1:2000-1:10000 IHC 1:250-1:1000 IF 1:400-1:1600
Isotype: IgG2a	MW calculé 155 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG30710		

## Applications

### Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

### Spécificité de l'espèce:

Humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

### Contrôles positifs:

WB : plaquettes de sang périphérique humain, cellules K-562

IHC : tissu rénal humain,

IF : cellules A431,

## Informations générales

### Stockage

#### Stockage:

Stocker à -20 °C.

#### Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées




K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67948-1-Ig (TNIK antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




human peripheral blood platelets were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67948-1-Ig (TNIK antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 67948-1-Ig (TNIK antibody) at dilution of 1:500 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 67948-1-Ig (TNIK antibody) at dilution of 1:500 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed A431 cells using TNiK antibody (67948-1-Ig, Clone: 1E9H3) at dilution of 1:800 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L), CL594-Phalloidin (red).