

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-RPA1

Numéro de catalogue: 67973-1-Ig **1 Publications**



Informations de base

Numéro de catalogue: 67973-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC018126	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 6117	CloneNo.: 1G3F11
Hôte: Mouse	Nom complet: replication protein A1, 70kDa	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000
Isotype: IgG1	MW calculé 616 aa, 68 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG28239	MW observés: 68 kDa	

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules HCT 116, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules HSC-T6, cellules Jurkat, cellules K-562, cellules LNCaP
Demandes citées: IF	
Spécificité de l'espèce: Humain, rat	
Espèces citées: Humain	

Informations générales

Publications notables

Auteur	Pubmed ID	Journal	Application
Shaozu Fu	35613597	Cell Rep	IF

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67973-1-Ig (RPA1 antibody) at dilution of 1:20000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated Beta Actin Monoclonal antibody (HRP-66009) as loading control.