

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-MMP7

Numéro de catalogue: 67990-1-Ig



## Informations de base

Numéro de catalogue: 67990-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC003635	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 4316	CloneNo.: 2E6D6
Hôte: Mouse	Nom complet: matrix metallopeptidase 7 (matrilysin, uterine)	Dilutions recommandées: WB 1:2000-1:10000 IHC 1:250-1:1000 IF 1:200-1:800
Isotype: IgG2a	MW calculé: 29 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG0550	MW observés: 27-30 kDa	

## Applications

Applications testées:  
IF, IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

WB : cellules SKOV-3, cellules A549, cellules COLO 320, cellules HT-29

IHC : tissu de cancer de l'estomac humain,

IF : tissu de cancer du pancréas humain,

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées




SKOV-3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 67990-1-Ig (MMP7 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human pancreas cancer tissue using MMP7 antibody (67990-1-Ig, Clone: 2E6D6) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach cancer tissue slide using 67990-1-Ig (MMP7 antibody) at dilution of 1:500 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach cancer tissue slide using 67990-1-Ig (MMP7 antibody) at dilution of 1:500 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).