

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-TGM2

Numéro de catalogue: 68006-1-Ig **1 Publications**



Informations de base

Numéro de catalogue: 68006-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC003551	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 7052	CloneNo.: 2D4C11
Hôte: Mouse	Nom complet: transglutaminase 2 (C polypeptide, protein-glutamine-gamma- glutamyltransferase)	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000
Isotype: IgG2a	MW calculé 77 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG7462	MW observés: 80 kDa	

Applications

Applications testées:
WB, ELISA
Demandes citées:
IF
Spécificité de l'espèce:
Humain
Espèces citées:
Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HepG2, cellules HUVEC,
cellules K-562, tissu placentaire humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Menghao Shi	35245730	Biomaterials	IF

Stockage

Stockage:
Stocker à -20 °C
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68006-1-Ig (TGM2 antibody) at dilution of 1:20000 incubated at room temperature for 1.5 hours.