

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Endophilin



1

Numéro de catalogue: 68029-1-Ig

Informations de base

Numéro de catalogue: 68029-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC032825	Méthode de purification: Purification par protéine A
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 6456	CloneNo.: 1G4H1
Hôte: Mouse	Nom complet: SH3-domain GRB2-like 2	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000
Isotype: IgG2a	MW calculé: 39.8 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG24793	MW observés: 38-40 kDa	

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, Lapin, porc, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de porc, cerveau de lapin, cerveau de rat, cerveau de souris, cervelet de lapin, cervelet de rat

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68029-1-Ig (SH3GL2 antibody) at dilution of 1:20000 incubated at room temperature for 1.5 hours.