

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Ferritin light chain



Numéro de catalogue: 68068-1-Ig **3 Publications**

Informations de base

Numéro de catalogue: 68068-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC008439	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 2512	CloneNo.: 1F9F5
Hôte: Mouse	Nom complet: ferritin, light polypeptide	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000 IHC 1:500-1:2000
Isotype: IgG1	MW calculé: 19 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG20637	MW observés: 18 kDa	

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules A549, cellules HeLa, cellules HepG2, tissu placentaire humain

IHC : tissu cérébral de souris, tissu de cancer de la prostate humaine, tissu de cancer du côlon humain, tissu de cancer du foie humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

FTL belongs to the ferritin family. It stores iron in a soluble, non-toxic, readily available form. FTL is important for iron homeostasis. It plays a role in delivery of iron to cells. FTL mediates iron uptake in capsule cells of the developing kidney. Mutation of FTL will cause hereditary hyperferritinemia-cataract syndrome (HHCS) or neurodegeneration with brain iron accumulation type 3 (NBIA3). Ferritin light polypeptide (FTL) and ferritin heavy polypeptide (FTH1) were the main constituents the striatum and cerebellar cortex revealed.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Liqu Li	35875069	Front Oncol	WB
Yoshiyuki Henning	35906211	Cell Death Dis	WB
Wanzhong Yuan	37504565	J Cardiovasc Dev Dis	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



A549 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68068-1-Ig (Ferritin light chain antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 68068-1-Ig (Ferritin light chain antibody) at dilution of 1:1000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 68068-1-Ig (Ferritin light chain antibody) at dilution of 1:1000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).