

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-P30 of ASFV



Numéro de catalogue: 68134-1-Ig

Informations de base

Numéro de catalogue: 68134-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: M96354	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 22220322	CloneNo.: 3B9E3
Hôte: Mouse	Nom complet: Phosphoprotein p30	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000
Isotype: IgG1	MW calculé 30 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG31446	MW observés: 35 kDa	

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : Ag31446,
Spécificité de l'espèce: Humain	

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Recombinant protein of P30 of ASFV