

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-TPM3

Numéro de catalogue: 68158-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:	68158-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank:	BC008407	Méthode de purification:	Purification par protéine G
Taille:	150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	7170	CloneNo.:	1F10B3
Hôte:	Mouse	Nom complet:	tropomyosin 3	Dilutions recommandées:	WB 1:5000-1:50000
Isotype:	IgG1	MW calculé	33 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG28568	MW observés:	33-37 kDa		

Applications

Applications testées:	WB, ELISA	Contrôles positifs:	WB : tissu cardiaque de porc, cellules U2OS, tissu cardiaque de lapin, tissu cardiaque de rat, tissu cardiaque de souris
Spécificité de l'espèce:	Humain, Lapin, porc, souris		

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68158-1-Ig (TPM3 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



U2OS cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68158-1-Ig (TPM3 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.