

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-SYNGR1

Numéro de catalogue: 68176-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:	68176-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank:	BC000731	Méthode de purification:	Purification par protéine G
Taille:	150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	9145	CloneNo.:	2H2H1
Hôte:	Mouse	Nom complet:	synaptogyrin 1	Dilutions recommandées:	WB 1:5000-1:50000 IHC 1:500-1:2000
Isotype:	IgG1	MW calculé:	25 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG31309	MW observés:	29 kDa		

Applications

Applications testées:
IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, Lapin, porc, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu rétinien de souris, tissu cérébral de lapin, tissu cérébral de porc, tissu cérébral de rat, tissu cérébral de souris

IHC : tissu cérébral de rat,

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68176-1-Ig (SYNGR1 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated GAPDH Monoclonal antibody (HRP-60004) as loading control.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded rat brain tissue slide using 68176-1-Ig (SYNGR1 antibody) at dilution of 1:1000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded rat brain tissue slide using 68176-1-Ig (SYNGR1 antibody) at dilution of 1:1000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



mouse retina tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68176-1-Ig (SYNGR1 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.