

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Monoclonal anti-ZMAT3

Numéro de catalogue: 68346-1-Ig



## Informations de base

|                           |                                               |                                |                            |                          |                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Numéro de catalogue:      | 68346-1-Ig                                    | Numéro d'acquisition GenBank:  | BC002896                   | Méthode de purification: | Purification par protéine G |
| Taille:                   | 150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop; | Identification du gène (NCBI): | 64393                      | CloneNo.:                | 2D2E7                       |
| Hôte:                     | Mouse                                         | Nom complet:                   | zinc finger, matrin type 3 | Dilutions recommandées:  | WB 1:2000-1:10000           |
| Isotype:                  | IgG1                                          | MW calculé                     | 32 kDa                     |                          |                             |
| Immunogen Catalog Number: | AG20552                                       | MW observés:                   | ~32 kDa                    |                          |                             |

## Applications

|                          |           |                     |                                                                                                              |
|--------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applications testées:    | WB, ELISA | Contrôles positifs: | WB : cellules COLO 320, cellules HEK-293, cellules HepG2, cellules hTERT-RPE1, cellules K-562, cellules U2OS |
| Spécificité de l'espèce: | Humain    |                     |                                                                                                              |

## Informations générales

ZMAT3 is a p53-induced zinc finger protein, and a role in the TP53-dependent growth regulatory pathway, contribute to TP53-mediated apoptosis by regulation of TP53 expression and translocation to the nucleus and nucleolus. Acts as a bona fide target gene of p53/TP53.

## Stockage


**Stockage:**  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68346-1-Ig (ZMAT3 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.