

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-DCTD

Numéro de catalogue: 68357-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 68357-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC001286	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 1635	CloneNo.: 3D2G12
Hôte: Mouse	Nom complet: dCMP deaminase	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000 IF 1:400-1:1600
Isotype: IgG1	MW calculé 178 aa, 20 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG10245	MW observés: 18-20 kDa	

Applications

Applications testées: IF, WB, ELISA	Contrôles positifs:
Spécificité de l'espèce: Humain	WB : cellules A549, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules Jurkat, cellules K-562, cellules LNCaP, cellules U2OS
	IF : cellules HepG2,

Informations générales

DCTD(Deoxycytidylate deaminase) is also named as dCMP deaminase and belongs to the cytidine and deoxycytidylate deaminase family. It catalyzes the deamination of dCMP to dUMP, thus providing the nucleotide substrate for thymidylate synthase. Control of deaminase activity at this juncture in deoxyribonucleotide metabolism is determined by the ratio of dCTP to dTTP in the cell, since the enzyme is allosterically activated by dCTP and inhibited by dTTP(PMID:7685356). It has 2 isoforms produced by alternative splicing and can exist as a dimer(pMID:8798492).

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.



For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68357-1-Ig (DCTD antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated GAPDH Monoclonal antibody (HRP-60004) as loading control.

Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using DCTD antibody (68357-1-Ig, Clone: 3D2G12) at dilution of 1:800 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).