

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-RFC4

Numéro de catalogue: 68390-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue: 68390-1-Ig	Numéro d'acquisition GenBank: BC017452	Méthode de purification: Purification par protéine G
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 5984	CloneNo.: 1A6A11
Hôte: Mouse	Nom complet: replication factor C (activator 1) 4, 37kDa	Dilutions recommandées: WB 1:5000-1:50000
Isotype: IgG1	MW calculé 37 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG33295	MW observés: 37-40 kDa	

Applications

Applications testées:
WB, ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules U2OS, cellules 4T1, cellules HEK-293,
cellules HeLa, cellules HSC-T6, cellules Jurkat,
cellules K-562, cellules LNCaP

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68390-1-Ig (RFC4 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours. The membrane was stripped and reblotted with HRP-conjugated Alpha Tubulin Monoclonal antibody (HRP-66031) as loading control.