

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Monoclonal anti-Nesprin 3

Numéro de catalogue: 68420-1-Ig



Informations de base

Numéro de catalogue:

68420-1-Ig

Numéro d'acquisition GenBank:

BC146604

Méthode de purification:

Purification par protéine G

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by
Nanodrop;

Identification du gène (NCBI):

161176

CloneNo.:

1D1G12

Hôte:

Mouse

Nom complet:

chromosome 14 open reading frame
49

Dilutions recommandées:

WB 1:5000-1:50000
IF 1:50-1:500

Isotype:

IgG1

MW observés:

110 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG26012

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2, cellules C2C12, cellules HEK-293,
cellules HeLa, cellules Jurkat, cellules LNCaP, cellules
MOLT-4, cellules PC-12, tissu testiculaire de rat

IF : tissu testiculaire de souris,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 68420-1-Ig (C14orf49 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse testis tissue using Nesprin 3 antibody (68420-1-Ig, Clone: 1D1G12) at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L).